


# Test di Flusso

Il livello IDDSI dipende dal liquido  
che rimane dopo 10 secondi di flusso.

**Livello 4: Usa il test di gocciolamento  
della forchetta + il test del  
cucchiaino inclinato IDDSI**




**1. Copri l'ugello con un dito**




**2. Riempi fino alla linea di riempimento**



**3. Rimuovi il dito dall'ugello appena parte il cronometro**



**4. Fermati a 10 secondi**



**Girare l'imbuto per controllare il livello IDDSI**